

# 高円寺演芸まつり

タイトル題字：橘右女次

2月10日(金)～19日(日)

「千客万笑。」  
福と笑いの10日間

プログラムの一部をご紹介します

## 演芸まつり寄席@堀之内

時 2月11日(祝)午後2時30分 場 堀之内妙法寺(堀ノ内3-48-8) 内 出演=笑福亭希光、三遊亭吉馬、春風亭昇咲 定40名(申込順) 費500円  
申 電話で、堀之内妙法寺 ☎3313-6241

## 紙切り・二楽劇場 in 高円寺

時 2月12日(日)午後2時 場 長善寺(高円寺南2-40-50) 内 出演=林家二楽(左写真)、林家八楽 定40名(先着順) 費1000円(当日売りのみ)

## 北地区町会寄席

時 2月13日(月)午後2時 場 庚申文化会館(高円寺北3-34-1) 内 出演=柳家小もん、伊藤夢葉 定40名(先着順) 費500円(当日売りのみ)

寒い季節だから、みんなで笑って心も体も温まりましょう。高円寺の街中の神社や仏閣、ギャラリーなどのあちこちが寄席に早変わり。福と笑いの10日間。落語だけでなく、講談、浪曲、紙切り、太神楽、マジック、漫才なども楽しめます。

場 座・高円寺、庚申文化会館、高円寺北区民集会所、堀之内妙法寺、氷川神社、長仙寺、長善寺ほか(全18会場) 申 一部必要  
問 高円寺演芸まつり実行委員会 ☎050-3551-5569 他 詳細は、高円寺演芸まつりホームページ(右2次元コード)参照



## 漫才大行進 高円寺エトアール通り商店街編



時 2月18日(土)午後2時 場 長仙寺(高円寺南3-58-4) 内 出演=宮田陽・昇(左写真)、おちもり、マリア、おせつときょうた、春組織、さくらだモンスター 定40名(申込順) 費1500円 申 そば信濃 ☎3314-0248(午後3時以降)

## 座・高円寺寄席

時 2月18日(土)午後5時、19日(日)午後1時・5時 場 座・高円寺(高円寺北2-1-2) 内 出演=古今亭志ん輔(右写真)、神田愛山、桂文治、林家彦いち、玉川奈々福、三遊亭萬橋ほか 定各235名(申込順) 費各3500円。区民各3000円(窓口のみ取り扱い。区民である証明書持参) 申 チケット販売=電話または直接、座・高円寺チケットボックス ☎3223-7300(午前10時～午後7時(電話は6時まで)。月曜日を除く)。座・高円寺ホームページ(右2次元コード)からも申し込み可



# 無料PCR検査を実施しています



JR高円寺北口駅前広場、JR阿佐ヶ谷南口駅前広場のほか、下記区内4カ所で、無料PCR検査(都の無料PCR等検査事業)を実施しています。希望者は、検査事業者である川崎重工業自治体無料PCR検査ホームページ(右上2次元コード)から予約してください。ホームページからの予約が難しい方は、川崎重工業PCRコールセンターへお問い合わせ、または直接会場へお越しください。

## 検査対象者(下記の全てに該当する方)

- 都内在住
- 氏名・住所・生年月日が確認できる身分証明書の提示に協力できる
- 発熱等の症状がなく、下記の全てに該当する
  - ・ 現在、新型コロナウイルス感染症と診断されていない
  - ・ 濃厚接触者と認定されていない
  - ・ 息苦しさや強いだるさ(倦怠感)を感じていない
  - ・ 37.5℃以上の発熱や、4日以上続く微熱や風邪の症状がない
  - ・ 綿棒を使った唾液採取に協力できる  
※唾液を約3分間綿棒に染み込ませ検査します。
- 飲食後10分以上の時間が空いている(食後30分を推奨)

時 ①午前10時～午後4時 ②午前11時～午後3時30分 ③午前11時～午後4時 ④午前10時30分～午後4時(いずれも最終受け付けは終了20分前)  
問 川崎重工業PCRコールセンター ☎0120-758-167(午前9時～午後6時)

① 下高井戸おおぞら公園 下高井戸2-28-23

② 柏の宮公園 浜田山2-5-1

③ 蚕糸の森公園 和田3-55-30

④ 井草森公園 井草4-12-1

※会場により、検査休止日が異なるためコールセンターへお問い合わせ、または川崎重工業自治体無料PCR検査ホームページをご確認ください。

## 世帯と人口

(住民基本台帳)  
1月1日現在。( )は前月比

世帯数	日本人のみの世帯	312,183(234減)	合計 325,953 (349減)
	外国人のみの世帯	11,086(118減)	
	日本人と外国人の世帯	2,684(3増)	

人口	男		女		合計 570,786 (371減)
	日本人	265,485(142減)	288,380(134減)	553,865(276減)	
	外国人	8,575(38減)	8,346(57減)	16,921(95減)	